

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:00

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/plytka-do-ceramiki-1-pole-p-117.html>

PŁYTKA DO CERAMIKI 1 POLE



Cena	190,00 zł
Cena poprzednia	252,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRA114

Opis produktu

Płytko do rozrabiania ceramiki z membraną półprzepuszczalną SUPRA wyznacza nowy standard pracy z materiałem ceramicznym.

Dotychczasowe próby stworzenia płytki do rozrabiania mas ceramicznych gwarantującej stałe nawilżenie dawały połowiczne rezultaty. Płytki wykorzystujące efekt kapilarny nawilżały ceramikę ale jednocześnie szybko niszczyły pędzelki oraz zabrudzały się, wnioskującymi w pory płytki, barwnikami z masy ceramicznej. Nawet przeprowadzenie uciążliwego procesu wygrzewania i czyszczenia papierem ściernym nie pomagało pozbyć się przebarwień.

Z pomocą przyszła nowoczesna technologia. Płytko SUPRA składa się z trzech elementów: ceramicznego krążka, bibuły filtracyjnej oraz półprzepuszczalnej membrany.

Ceramika ma za zadanie utrzymanie stałego poziomu wilgoci. Bibuła stabilizuje ilość wody oraz pochłania ewentualne zanieczyszczenia. Najważniejszym elementem systemu jest membrana wykonana ze specjalnej folii, która pozwala na wnikanie wilgoci do porcelany ale jednocześnie przeciwdziała przenikaniu barwników z porcelany do płytki.

W efekcie nawet kilkudniowe pozostawienie rozrobionego materiału na płytce nie zmienia jego właściwości i umożliwia kontynuację pracy.