

---

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:55

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/plytka-montazowa-przykręcana-al-p-843.html>

## Płytką montażowa przykręcana Al



Cena	<b>191,90 zł</b>
------	------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>GPA215</b>
------------------	---------------

Producent	<b>BIO ART</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Płytką montażowa przykręcana - do artykulatorów Eva Plus, Eva Fix oraz modeli 2000 i 4000 firmy BioArt  
Ułatwia docinanie górnego wzornika woskowego do płaszczyzny Campera.