

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:40

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/podstawka-ceramiczna-50-p-647.html>



## Podstawka ceramiczna 50

Cena	<b>369,00 zł</b>
------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>ODA071</b>
------------------	---------------

Producent	<b>ROKO</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Wykonana specjalnie dla pieca TYTAN **podkładka ceramiczna chroni dno komory** przed szkodliwym działaniem wytapianych substancji. Dzięki rowkom odpływowym kieruje wosk do tylnej części komory i zapobiega efektowi wybuchu gazów podczas otwierania drzwiczek. Dodatkowym zadaniem podkładki jest wytworzenie przestrzeni termicznej pomiędzy pierścieniem a dnem w celu odizolowania od pracującej grzałki i wyrównania temperatury pierścienia i wnętrza komory.

Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 1,7 x 16,5 x 21,5 cm