

Dane aktualne na dzień: 10-05-2025 11:11

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/podstawka-do-pieca-2-szt-10-pinow-metalowych-i-5-pinow-ceramicznych-p-947.html>



PODSTAWKA DO PIECA (2 szt.) + 10 pinów metalowych i 5 pinów ceramicznych

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRA514

Opis produktu

Ceramiczna podstawka typu „plaster miodu” do wypalania porcelany dentystycznej. Wykonana jest ze wzmocnionego materiału co sprawia, że nie kruszy się łatwo i posiada zwiększoną trwałość. Pasuje do wszystkich pieców do porcelany. Zestaw zawiera dwie płytki oraz komplet pinów metalowych 10 szt. i ceramicznych 5 szt.

Wymiary: (śr. x wys.) - 78 x 12 mm