

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokudent.com/polimeryzator-isp-1-p-682.html>



## POLIMERYZATOR ISP-1

Cena	<b>5 000,00 zł</b>
------	--------------------

Dostępność	<b>Dostępność 3-7 dni</b>
------------	---------------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>ODU054</b>
------------------	---------------

Producent	<b>INTERSONIC</b>
-----------	-------------------

### Opis produktu

Polimeryzator ISP-1 produkcji polskiej wykonany w całości ze stali kwasoodpornej ze sterowaniem mikroprocesorowym.

#### Właściwości:

- funkcje programowania i kontroli cyklu polimeryzacji sterowane mikroprocesorem,
- możliwość ustawienia 40 różnych programów polimeryzacji,
- łatwość i wygoda obsługi, możliwość kontrolowania procesu poprzez odczyt na wyświetlaczu,
- niezawodne, w pełni zautomatyzowane działanie,
- dodatkowa dźwiękowa sygnalizacja końca procesu,
- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,
- zastosowanie podzespołów ogólnodostępnych

#### Dane techniczne:

- Wymiar całkowity - 265x360x440mm
- Wymiar wanny - 255x235x310mm
- Napięcie zasilania - 230V/50Hz
- Moc - 1,5 kW
- Klasa izolacji - I
- Ilość puszek/półówek - 4 szt.
- Temperatura wody - 98°C
- Waga - 8 kg