

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/polimeryzator-isp-2-p-686.html>



POLIMERYZATOR ISP-2

Cena	5 500,00 zł
Dostępność	Dostępność 3-7 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ODU055
Producent	INTERSONIC

Opis produktu

Polimeryzator ISP-2 produkcji polskiej wykonany w całości ze stali kwasoodpornej ze sterowaniem mikroprocesorowym.

Właściwości:

- funkcje programowania i kontroli cyklu polimeryzacji wykonano na sterowniku mikroprocesorowym,
- możliwość ustawienia 40 różnych programów polimeryzacji,
- łatwość i wygoda obsługi, możliwość kontrolowania procesu poprzez odczyt na wyświetlaczu,
- niezawodne, w pełni zautomatyzowane działanie,
- dodatkowa dźwiękowa sygnalizacja końca procesu,
- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,

Dane techniczne:

- Wymiar całkowity - 360x355x440mm
- Wymiar wanny - 360x240x310mm
- Napięcie zasilania - 230V/50Hz
- Moc - 1,5 kW
- Klasa izolacji - I
- Ilość puszek/półówek - 6 szt.
- Temperatura wody - 98°C
- Waga - 12 kg