

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/prasa-hydrauliczna-skalar-p-223.html>



PRASA HYDRAULICZNA SKALAR

Cena	2 950,00 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	AKU214
------------------	---------------

Opis produktu

Prasa hydrauliczna jest podstawowym urządzeniem przy wykonywaniu protez akrylowych metodą tradycyjną. Żeliwny korpus prasy wykonany jest z jednego odlewu co gwarantuje wysoką trwałość urządzenia.

- pojemność 1-3 puszek
- szczelny, wykonany z jednego odlewu korpus
- stabilne i dostępne elementy obsługi
- masywna trwała konstrukcja
- oznaczenie optymalnego ciśnienia na manometrze

Parametry techniczne:

- roboczy zakres nacisków: 0-200 bar; 8.000 kG
- dopuszczalny nacisk: 350 bar; 10.000 kG
- maksymalna przestrzeń użytkowa - 200 mm
- maksymalna średnica stołu - 125 mm
- pojemność zbiornika na olej - 0,3 l
- rodzaj oleju - HL46
- wymiary (wys.x szer. x gł.) - 450 x 180 x 200 mm
- waga - 27 kg