

---

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:14

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/prestige-1-p-414.html>



## PRESTIGE 1

Cena	<b>29,30 zł</b>
------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRA391</b>
------------------	---------------

### Opis produktu

Pędzle serii PRESTIGE typu Koliński, charakteryzują się doskonałą pamięcią wilgoci przy jednoczesnym zachowaniu sprężystości.

Odpowiednio dobrane i ułożone włosie sprawia, że końcówka zawsze zachowuje wyprofilowany przez technika kształt. Dzięki swojej wyjątkowej elastyczności może jednocześnie służyć do nakładania dużych porcji ceramiki lub precyzyjnie kształtować materiał w przestrzeniach międzyzębowych bez pomocy metalowych narzędzi. Pojemność wilgoci włosia została dobrana tak aby optymalnie nawilżyć ceramikę i tym samym poprawić efektywność modelowania.

Rączki wykonane są z naturalnego drewna i w miejscu uchwytu ergonomicznie ukształtowane tak by nie powodować zmęczenia palców. Wyprofilowanie zapobiega niekontrolowanemu przemieszczeniu się pędzla i np. upadkowi ze stołu. Wewnątrz rączek pędzelków nr 8 i 10 umieszczono kulki zwiększające efekt wibracji.

Najważniejszą jednak zaletą pędzli serii PRESTIGE jest ich odporność na rozwarstwianie się i „mechacenie”. Można pracować na klasycznych i nasiąkłych płytkach ceramicznych bez obaw o przyspieszone zużycie włosia.