

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/programat-ep-3010-p-527.html>



PROGRAMAT EP 3010

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	CRU485
------------------	---------------

Producent	IVOCLAR
-----------	----------------

Opis produktu

Kombinowany piec Programat EP 3010 posiada monochromatyczny wyświetlacz graficzny. Dzięki użyciu w menu nawigacyjnym dużej ilości symboli graficznych, obsługa jest bardzo łatwa i niezależna od języka. Koncepcja obsługi oparta jest na zasadach stosowanych w piecu Programat P310.

System Wykrywania Pęknięć (CDS) umożliwia identyfikację pęknięcia w pierścieniu na tyle wcześnie, aby było możliwe natychmiastowe przerwanie tłoczenia. Mufa grzejna wykonana w technologii QTK (technologia mufy z rurą kwarcową) zapewnia równomierną emisję ciepła podczas nagrzewania. Pozwala to osiągać optymalne rezultaty napalania.

Zalety:

- Łatwa, niezależna od języka obsługa poprzez symbole
- Jednorodna emisja ciepła dzięki technologii wykonania mufy grzejnej QTK
- Elektronicznie kontrolowany mechanizm tłoczenia umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych prac z ceramiką tłoczonej i nie wymaga sprężonego powietrza
- System Wykrywania Pęknięć (CDS): natychmiast przerywa tłoczenie, jeśli pojawi się pęknięcie w pierścieniu
- Możliwość łatwej, w pełni automatycznej kalibracji
- 20 programów tłoczenia i 300 indywidualnych programów napalania