

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/programat-ep-5000g2-p-526.html>

## PROGRAMAT EP 5000/G2



Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRU483</b>
------------------	---------------

Producent	<b>IVOCLAR</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Kombinowany piec EP5000 jest łatwy w obsłudze dzięki graficznemu wyświetlaczowi o dużej rozdzielczości z wygodną funkcją obsługi dotykowej i sprawdzonej, szczelnej klawiaturze membranowej. Podczas napalania, OSD (Optyczny Wskaźnik Stanu) pokazuje aktualny status pieca, zmieniający się od grzania do chłodzenia. Nie trzeba nawet wspominać, że piec jest wyposażony w system automatycznej kalibracji ATK 2.

W przypadku tłoczenia ceramiki, nowy mechanizm napędowy z Funkcją Inteligentnego Tłoczenia (IPF) pomaga przyspieszyć uzyskanie jeszcze piękniejszych rezultatów. System Wykrywania Pęknięć (CDS) to nowa możliwość pieca. Dzięki niemu pęknięcie mufy może być wykryte w bardzo wczesnym stadium. W takim przypadku, piec natychmiast przerywa procedurę tłoczenia.

#### Zalety:

- Funkcja Inteligentnego Tłoczenia dla bardziej efektywnych rezultatów tłoczenia
- Jednorodna emisja ciepła dzięki technologii wykonania mufy grzejnej QTK
- Wysoce estetyczne rezultaty tłoczenia dzięki elektronicznemu mechanizmowi tłoczenia, sprężone powietrze nie jest potrzebne
- System Wykrywania Pęknięć (CDS): natychmiast przerywa tłoczenie, jeśli pojawi się pęknięcie w pierścieniu
- Łatwa, w pełni automatyczna kalibracja przy pomocy ATK 2
- Optyczny wskaźnik stanu pieca (grzanie, chłodzenie, błąd, itp.)
- 20 programów tłoczenia i 500 indywidualnych programów napalań