

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodont.com/programat-p310-p-525.html>

## PROGRAMAT P310



Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRU482</b>
------------------	---------------

Producent	<b>IVOCLAR</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Dzięki nowej strukturze programów i nowatorskiej, przejrzyste zaaranżowanej szczelnej klawiaturze membranowej, praca z piecem staje się jeszcze łatwiejsza w porównaniu z poprzednim modelem.

Programat P310 posiada teraz także wbudowaną obsługę Technologii Oszczędzania Energii. Ta funkcja pozwala oszczędzać na kosztach energii, a jednocześnie jest przyjazna dla środowiska.

Innowacje w rodzaju Zabezpieczenia przed Szokiem Termicznym (TSP) oraz funkcja Zabezpieczenia przed Zanikami Energii zapewniają wysoki stopień niezawodności.

#### Zalety:

- Homogeniczna emisja ciepła dzięki technologii wykonania mufy grzejnej QTK
- Przejrzyste zaaranżowana szczelna klawiatura membranowa z wyświetlaczem graficznym ułatwiają obsługę
- 120 programów Ivoclar Vivadent oraz 300 programów indywidualnych
- Interfejs USB dla przeprowadzania uaktualnień oprogramowania
- TSP (Zabezpieczenie przed Szokiem Termicznym)
- Program kalibracji temperatury za pomocą srebra