


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/programat-p500g2-p-524.html>



PROGRAMAT P500/G2

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	CRU481
------------------	---------------

Producent	IVOCLAR
-----------	----------------

Opis produktu

Duży, przejrzyste zaaranżowany kolorowy ekran dotykowy wniesie kolor do Twojej pracowni. Innowacyjne Zabezpieczenie przed Szokiem Chłodzenia (SCP) oraz Zabezpieczenie przed Szokiem Termicznym (TSP) zapewnią wysoką niezawodność. Technologia Oszczędności Energii pozwoli obniżyć koszty i jest przyjazna dla środowiska.

Oprócz tych innowacji technologicznych, Programat P500 przekonuje użytkowników swoimi dobrze znanymi i wypróbowanymi opcjami, jak technologia wykonania mufy grzejnej QTK, automatyczna dwupunktowa kalibracja temperatury ATK2, złącze USB i sprawdzona kombinacja szczelnej klawiatury membranowej i ekranu dotykowego.

Zalety:

- Homogeniczna emisja ciepła dzięki technologii wykonania mufy grzejnej QTK
- Duży, odchylany kolorowy wyświetlacz dotykowy ze szczelną klawiaturą membranową
- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Zabezpieczenie przed Szokiem Chłodzenia (CSP) chroni przed wystąpieniem naprężeń w ceramice dzięki specjalnemu procesowi chłodzenia.
- Zabezpieczenie przed Szokiem Termicznym (TSP) chroni ceramikę przed szokiem termicznym, jeśli piec rozgrzewany jest zbyt szybko.
- Łatwa, wyjątkowo dokładna automatyczna kalibracja (ATK2) w dwóch punktach temperaturowych.
- 120 programów Ivoclar Vivadent oraz 500 programów indywidualnych
- Interfejs USB dla przeprowadzania uaktualnień oprogramowania, jak również do podłączenia drukarki, PC oraz pamięci USB