

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/programat-p700g2-p-523.html>

## PROGRAMAT P700/G2



Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRU480</b>
------------------	---------------

Producent	<b>IVOCLAR</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Pośród nowo dodanych możliwości znajduje się wbudowana Technologia Oszczędzania Energii, która pozwala zredukować zużycie energii elektrycznej do 40% podczas trybu czuwania, oraz nowoczesny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami. Dodatkowo, piec jest wyposażony w opcje głosowe. Użytkownik otrzymuje użyteczne informacje w 13 różnych językach. Zintegrowane Zabezpieczenie przed Szokiem Chłodzenia (CSP) oferujące specjalnie opracowane procesy otwierania i chłodzenia zabezpieczają przed powstawaniem naprężeń i pęknięć w ceramice.

Programat P700 może wyświetlać kolorowe obrazy pacjenta i zębów oraz posiada zintegrowany odtwarzacz MP3. System sygnalizacji optycznej informuje użytkownika o aktualnym stanie pieca nawet z dużej odległości. Piec jest wyposażony w mufę grzejącą w technologii QTK zapewniającą optymalne wyniki napalania.

#### Zalety:

- Homogeniczna emisja ciepła dzięki technologii wykonania mufy grzejącej
- Automatyczna kalibracja temperatury (ATK2 kalibracja dwupunktowa)
- System sygnalizacji optycznej OSD
- Kolorowy wyświetlacz z funkcją dotykową i wypróbowaną szczelną klawiaturą membranową
- 120 wpisanych programów Ivoclar Vivadent i 700 programów indywidualnych
- Zabezpieczenie przed Szokiem Chłodzenia (CSP)
- Zabezpieczenie przed Szokiem Termicznym (TSP) chroni ceramikę przed szokiem temperaturowym jeśli piec jest rozgrzewany zbyt szybko
- 4 złącza USB, złącze Ethernet, wbudowany czytnik kart pamięci dla obrazów
- Gniazdo dla głośników stereo