

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 14:50

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/programator-profi-p-1107.html>

PROGRAMATOR PROFI



Cena	496,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DEA008

Opis produktu

Programator PROFI jest wyposażeniem dodatkowym do sterylizatorów INOX i PROFI.

Funkcje programatora:

- programowanie dobowego czasu załączenia i wyłączenia zewnętrznych oraz wewnętrznych promienników UV-C,
- ilość dobowych cykli czasu pracy - 1,
- sygnalizacja dźwiękowa konieczności wymiany zewnętrznych i wewnętrznych promienników UV-C,
- sygnalizacja dźwiękowa konieczności wymiany baterii wewnętrznej