

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:04

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/prostnica-sde-bm50m-p-794.html>

Prostnica SDE-BM50M

Cena	1 970,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU105
Producent	SAEYANG MICROTECH



Opis produktu

Prostnica bezszczotkowa.

Parametry techniczne:

- napięcie zasilania: DC 30V; 0,5A
- moc: 230W
- moment obrotowy: 7,8 Ncm
- obroty: do 50.000 obr/min
- waga: 0,2 kg
- wymiary (śr. x dł.): 27 x 159 mm

UWAGA

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich.

Firma ROKO: oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności na ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.