

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 07:46

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/prostnica-sde-sh37ln-p-793.html>

## Prostnica SDE-SH37LN

Cena	<b>700,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OBU104</b>
Producent	<b>SAEYANG MICROTECH</b>



### Opis produktu

Prostnica szczotkowa.

#### **Parametry techniczne:**

- napięcie zasilania: DC 30V; 0,5A
- moc: 90W
- moment obrotowy: 4,5 Ncm
- obroty: do 40.000 obr/min
- waga: 0,2 kg
- wymiary (śr. x dł.): 26 x 149 mm

#### **UWAGA**

**Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich.**

**Firma ROKO: oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności na ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.**