

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 20:37

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/prostnica-sde-sh37ln-p-793.html>

Prostnica SDE-SH37LN

Cena	700,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU104
Producent	SAEYANG MICROTECH



Opis produktu

Prostnica szczotkowa.

Parametry techniczne:

- napięcie zasilania: DC 30V; 0,5A
- moc: 90W
- moment obrotowy: 4,5 Ncm
- obroty: do 40.000 obr/min
- waga: 0,2 kg
- wymiary (śr. x dł.): 26 x 149 mm

UWAGA

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich.

Firma ROKO: oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności na ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.