

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:28

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/przebijak-kubus-p-724.html>

Przebijak Kubus



Cena	15,20 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	TEA202
------------------	---------------

Producent	ROKO
-----------	-------------

Opis produktu

Ułatwia przebijanie naboju w systemie wtrysku tworzyw termoplastycznych we wtryskarkach Multipress I-szej generacji. Przebijak należy wsunąć w otwór wtryskowy puszkę przed umieszczeniem na puszcze tulei z rozgrzanym nabojem (w taki sposób, jak pokazano to na zdjęciu).