
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/retomix-comfort-p-498.html>



RETOMIX COMFORT

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODU458
------------------	---------------

Producent	REITEL
-----------	---------------

Opis produktu

Do rozrabiania gipsów, mas osłaniających i alginatów.

Zalety:

- łatwy w obsłudze
- 60 programów
- mieszanie wstępne i końcowe
- regulacja prędkości
- filtr zabezpieczający pompę