

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/room-box-ii-f-lampa-bakteriobojcza-uv-c-dwufunkcyjna-p-1125.html>



## ROOM BOX II F - lampa bakteriobójcza UV-C dwufunkcyjna

Cena	<b>1 366,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 4-6 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>DEU009</b>
Producent	<b>RHODE</b>

### Opis produktu

**RHODE UV-C ROOM II F** jest urządzeniem przeznaczonym do suchej sterylizacji powietrza działającym w oparciu o promieniowanie UV-C, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśń.

ROOM II F to urządzenia oparte na systemie wewnętrznego obiegu wentylacyjnego - **sterylizacja przepływowa**, które dodatkowo umożliwiają stosowanie bezpośredniego naświetlania promieniowaniem UV-C - **sterylizacja bezpośrednia**.

**Steryliczacja przepływowa** - powietrze wciągnięte do wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr przeciwkurzowy umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniu odbłyśników lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm unicestwia wszystkie mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UV-C podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania. Powracające zdezynfekowane i oczyszczone powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania.

Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności do 60 m<sup>3</sup>/h.

**Konstrukcja sterylizatora nie stwarza zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia w trybie przepływowym.**

**Steryliczacja bezpośrednia** - emitowane przez lampy UV-C promieniowanie bezpośrednio oddziałuje na mikroorganizmy znajdujące się w zasięgu sterylizatora.

**W takiej sytuacji zabrania się przebywania ludzi oraz zwierząt w sterylizowanym pomieszczeniu.**

### ZASTOSOWANIE

- ▶ mieszkania, biura i urzędy
- ▶ gabinety stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne
- ▶ szpitale, przychodnie i laboratoria
- ▶ salony kosmetyczne, fryzjerskie i barberskie,
- ▶ gabinety masażu tatuażu i piercingu
- ▶ solaria i kluby fitness
- ▶ restauracje, sklepy i kawiarnie

- 
- ▶ szkoły, żłobki i przedszkola
  - ▶ miejsca użyteczności publicznej

## Nowoczesny design i najwyższa jakość

Sterylizatory RHODE to najwyższy możliwy standard dla urządzeń tego typu.

### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU MEDYCZNEGO

### POŚWIADCZONA CERTYFIKATEM DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

#### ISO 13485:2003

### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU

### POŚWIADCZONA CERTYFIKATEM ORGANIZACJI PRODUKCJI

#### ISO 9001:2015

#### **Parametry techniczne:**

- zasilanie: **230V/50Hz**
- poziom hałasu: **40dB**
- stopień ochrony obudowy: **IP 20**
- wymiary (HxBxG): **790x210x185mm**
- wydajność wentylatora: **145m<sup>3</sup>/h**
- gwarancja: **12 miesięcy**

#### **MODEL 70:**

- moc: **87W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x36W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV PL-L 36W 2G11**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

#### **MODEL 100:**

- moc: **125W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x55W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV PL-L 55W 2G11**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

#### **UWAGA:**

- kolor obudowy - **czarny**
- istnieje możliwość polakierowania obudowy w innym kolorze RAL - **dopłata 30%**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODEL:** 70 , 100