


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/roto-pro-obcinarka-do-modeli-p-129.html>



## ROTO PRO - obcinarka do modeli

Cena **3 690,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **GPU124**

Producent **ROKO**

### Opis produktu

**ROTO PRO** są urządzeniami najwyższej klasy, od 15 lat pracują w setkach laboratoriów. Mocne, szybkie w pracy, trwałe a przy tym estetyczne. Wyróżniają się wysokim współczynnikiem odporności na korozję i obciążenia mechaniczne. Łączą w sobie nowoczesne technologie i design z bezkompromisową realizacją zadań do jakich zostały stworzone.

- **elektromagnetyczny wyłącznik** bezpieczeństwa uniemożliwia niekontrolowany start.
- **szttywne podparcie tarczy** zabezpiecza ją przed pęknięciem.
- **nóżki - przysawki** gwarantują stabilne umocowanie na podłożu.
- **wszystkie elementy odporne na korozję** wykonane są ze stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i tworzyw sztucznych, które gwarantują długą żywotność urządzenia.
- **dynamicznie wyważane tarcze** zapewniają pracę bez drgań.
- **obudowa z laminatu poliestrowego** jest estetyczna i trwała.
- **bezsztotkowe silniki** dysponują wysokim momentem obrotowym i mocą do 800 W, przeznaczone do długotrwałej pracy
- **elektrozawór automatycznie** steruje przepływem wody.
- **stolik ze stali nierdzewnej** posiada możliwość regulacji kąta nachylenia.
- **wielopunktowy system spłukiwania tarczy** skutecznie oczyszcza tarczę z gipsu.

#### Parametry techniczne:

- Zasilanie: 230 V
- moc: 800 W
- obroty: 2820 min<sup>-1</sup>
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 370 x 330 x 520 mm
- waga - 14,0 kg

**GWARANCJA - 3 lata**