
Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:46

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/rotomil-p-497.html>



ROTOMIL

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	GPU457
------------------	---------------

Producent	REITEL
-----------	---------------

Opis produktu

Nadaje się do frezowania, fazowania, szlifowania materiałów jak gips, ceramika, metale szlachetne, nieszlachetne

Zalety:

- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej;
- Ręczne przestawianie narzędzia;
- Przyłącze dla urządzeń odciągowych;
- Niezwykle cicha i spokojna praca.