

---

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:27

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/rotopin-p-510.html>



## ROTOPIN

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>GPU469</b>
------------------	---------------

Producent	<b>REITEL</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

Urządzenie umożliwia stosowanie różnych rodzajów pinów i systemów pinowych.

#### Zalety:

- silnik o dużej mocy;
- zbiornik na pyły powstające w trakcie wiercenia;
- dokładny ruch obrotowy wiertła 0,025 mm;
- ogranicznik głębokości wiercenia;
- łatwa wymiana wiertel;
- antypoślizgowa warstwa.