
Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:30

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/safety-burner-gaz-ziemny-p-385.html>



SAFETY BURNER GAZ ZIEMNY

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDA364
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

Niezawodny palnik protetyczny z wmontowanym detektorem zaniku płomienia. W przypadku zgaśnięcia płomienia głównego lub płomienia zapalającego np. na skutek przeciągu następuje zablokowanie doprowadzenia gazu i gaz nie może się wydostawać w sposób niekontrolowany. Palnik można ustawić pionowo dzięki rastrowi umieszczonemu w stopce lub można go wychylać w obu kierunkach o 30°. Płomień główny i zapalający włącza się za pomocą łatwo uruchamianej dźwigni i nastawia poprzez regulację dopływu powietrza.