
Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 10:39

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/safety-burner-propan-p-384.html>

SAFETY BURNER PROPAN

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDA363
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------



Opis produktu

Niezawodny palnik protetyczny z wmontowanym detektorem zaniku płomienia. W przypadku zgaśnięcia płomienia głównego lub płomienia zapalającego np. na skutek przeciągu następuje zablokowanie doprowadzenia gazu i gaz nie może się wydostawać w sposób niekontrolowany. Palnik można ustawić pionowo dzięki rastrowi umieszczonemu w stopce lub można go wychylać w obu kierunkach o 30°. Płomień główny i zapalający włącza się za pomocą łatwo uruchamianej dźwigni i nastawia poprzez regulację dopływu powietrza.