

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:52

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/sanduret-2-k-p-504.html>

SANDURET 2 K



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODU464
------------------	---------------

Producent	REITEL
-----------	---------------

Opis produktu

Piaskarka dwupiórowa

Zalety:

- regulacja ciśnienia na wejściu;
- wmontowany manometr do nastawiania ciśnienia
- ogrzewane komory środka piaskującego zapewniają suchy piasek;
- zmiana stosowanego środka piaskującego poprzez odpowiednią śrubę spustową zbiornika;
- przycisk zwalniania nogą;
- zewnętrzne oświetlenie ułatwia dokładną pracę i zapobiega powstawaniu cieni;