

---

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 20:23

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/silent-ts-p-541.html>



## SILENT TS

Numer katalogowy

**OBU496**

Producent

**RENFERT**

### Opis produktu

Stosowane jako urządzenia wyciągowe i odciągi stanowiska pracy. Turbina zasysająca wyposażona jest w sterowanie elektroniczne. Dwustopniowy system filtracyjny umożliwia uzyskanie stopnia usuwania pyłów rzędu 99,9 %. Z automatyką włączającą.

#### Zalety:

- minimalny poziom hałasu jedynie 56 dB(A);
- przyjazna obsługa i łatwe programowanie;
- niezwykle wysoka trwałość;
- innowacyjna i szybka wymiana turbiny.