
Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 09:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/stempel-do-wtrysku-hp-p-104.html>

STEMPEL DO WTRYSKU HP



Cena	265,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRA101

Opis produktu

Tłok pośredni jest wykonany ze spiekanej ceramiki i służy do wielokrotnego użytku. Wersja uniwersalna, kompatybilna z różnymi systemami.

Wymiary:

- średnica - 12 mm
- długość - 37 mm