

---

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/szpatulka-do-ceramiki-p-571.html>

## SZPATUŁKA DO CERAMIKI

Cena	<b>50,50 zł</b>
------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRA119</b>
------------------	---------------



### Opis produktu

Szpatułka do mieszania ceramiki z ryflowanym trzonkiem ułatwiającym trzymanie w dłoni. Posiada dwa elastyczne rodzaje zakończenia spłaszczone oraz zaokrąglone. Narzędzie można sterylizować w autoklawie w temp. 135 °C.