

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/topspin-p-549.html>



TOPSPIN

| | |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
|--------------|-------------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GPU468 |
|------------------|---------------|

| | |
|-----------|----------------|
| Producent | RENFERT |
|-----------|----------------|

Opis produktu

Automatyczna wiertarka laserowa do pinów z silnikiem o dużej mocy.

Zalety:

- niemęcząca praca w pozycji stojącej lub siedzącej;
- możliwość nachylenia (16°) poprzez obrotową stopę obudowy;
- głębokość nawiercania od 0-12 mm regulowana bezstopniowo;
- wymiana wiertel bez narzędzi za pomocą szybkozłączki;
- optymalne czyszczenie poprzez łatwo zdejmowaną misę separatora pyłu;
- tuleja zaciskowa z optymalnym uszczelnieniem przeciwpylowym;
- moc światła, delikatny punkt laserowy.