

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 05:48

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/twist-filtr-wewnetrzny-p-1131.html>

TWIST - Filtr wewnętrzny



Cena	46,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ODU115
Producent	ROKO

Opis produktu

Filtr wewnętrzny do mieszadeł TWIST.
Filtr w mieszadle próżniowym służy do :

- ochrony pompy i układu próżniowego
- zatrzymania cząstek stałych i wilgoci
- stabilizowania podciśnienia
- wydłużania żywotności całego urządzenia

Wymiary:
średnica - 20 mm
długość - 60 mm