

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/twist-pro-v-3-mieszadlo-protetyczne-p-951.html>

TWIST PRO v 3 - mieszadło protetyczne



Cena	4 900,00 zł
Cena poprzednia	5 535,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ODU111
Producent	ROKO

Opis produktu

TWIST PRO został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologii. Stylowo zaprojektowana obudowa zawiera nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie perfekcyjnych efektów pracy.

- **wysoki poziom próżni** osiągany w szybkim czasie dzięki bezolejowej pompie.
- **bezsztuczny silnik** lub motoreduktor rozporządza wysokim momentem obrotowym, dzięki czemu wymiesza dowolną ilość masy.
- **mikroprocesorowy programator** umożliwia zaprogramowanie i realizację dwóch etapów mieszania. wstępnego i końcowego
- **wstępne mieszanie** w warunkach próżni, redukuje mikropęcherzyki powietrza.
- **filtry zabezpieczające** pompę przed pyłem i nadmiarem masy..
- **konstrukcja obudowy** umożliwia wykorzystanie twist-a jako urządzenia ściennego lub stołowego.
- **automatyczne mocowanie pojemników** usprawnia pracę z mieszadłem.
- **układ przeniesienia napędu** wysokiej klasy jest odporny na przeciążenia i zapewnia efektywną pracę
- **10 programów** jest do dyspozycji użytkownika.
- **niezależny pomiar podciśnienia** wskazuje realny poziom próżni w zbiorniku.
- **czytelny diodowy wyświetlacz** oraz membranowe przyciski usprawniają codzienną pracę, obsługa mieszadła jest łatwa i intuicyjna
- **sposób mocowania** - bezpośrednio do ściany, za pomocą dostarczonego uchwytu. Istnieje możliwość zamocowania na statywie (opcja dodatkowa, nie wchodzi w skład wyposażenia podstawowego).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania - 220/230V; 50/60Hz moc
- moc - 250 W
- próżnia - 0,65 ÷ 0,8 Bar
- obroty - 50 ÷ 800 min⁻¹
- ilość programów - 10
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 190 x 260 x 220 mm
- waga z pojemnikiem - 6,5 kg

Gwarancja - 3 lata