

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/twist-venturi-v-32-mieszadlo-protetyczne-p-1227.html>



## TWIST VENTURI v 3.2- mieszadło protetyczne

Cena **3 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU100**

Producent **ROKO**

### Opis produktu

**TWIST VENTURI** został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologii.

Stylowo zaprojektowana obudowa zawiera nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie perfekcyjnych efektów pracy.

- **urządzenie bez wbudowanej pompy** - próżnia w pojemniku wywoływana jest za pomocą sprężonego powietrza. **Mieszadło musi być podłączone do kompresora !**
- **mikroprocesorowy programator** umożliwia realizację dwóch etapów mieszania. wstępnego i końcowego
- **wstępne mieszanie** w warunkach próżni, redukuje mikropęcherzyki powietrza.
- **filtry zabezpieczające** pompę przed pyłem i nadmiarem masy..
- **konstrukcja obudowy** umożliwia wykorzystanie twist-a jako urządzenia ściennego lub stołowego.
- **automatyczne mocowanie pojemników** usprawnia pracę z mieszadłem.
- **niezależny pomiar podciśnienia** wskazuje realny poziom próżni w zbiorniku.
- **czytelny diodowy wyświetlacz** oraz membranowe przyciski usprawniają codzienną pracę, obsługa mieszadła jest łatwa i intuicyjna
- **sposób mocowania** - bezpośrednio do ściany, za pomocą dostarczonego uchwytu. Istnieje możliwość zamocowania na statywie (opcja dodatkowa, nie wchodzi w skład wyposażenia podstawowego).

**WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:**

[www.rokodent.pl](http://www.rokodent.pl)

**Parametry techniczne:**

- Napięcie zasilania: 220/230V; 50/60Hz moc
- moc: 120 W
- ciśnienie przyłącza sprężonego powietrza: 4 ÷ 6 Bar
- próżnia: 0,65 ÷ 0,8 Bar
- obroty: 250 min<sup>-1</sup>
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 190 x 260 x 220 mm
- waga z pojemnikiem - 6,5 kg

**Gwarancja - 1 rok**