

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/twister-p-861.html>



TWISTER

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ODU356
Producent	RENFERT

Opis produktu

Automatyczna funkcja włączania.
Funkcja wstępnego mieszania.
Delikatne mieszanie.
Nastawianie procesu mieszania możliwe jest w 5 sek. krokach.
Automatyczne sprężenie kubka.
Nastawiana liczba obrotów.
Czas mieszania wyświetlany na wyświetlaczu LED.
Wysokiej jakości podwójny filtr ssania.
W zestawie pojemnik 500ml.

Dane techniczne:

Napięcie: 230 V / 50-60 Hz
Pobór mocy: 180 W
Wymiary: 105 x 285 x 235 mm
Waga : ok. 5,2 kg (bez pojemnika)

- wysokiej jakości membranowa pompa próżniowa,
- regulator obrotów w zakresie od 100 do 450 obr./min,
- funkcja próżni końcowej.

Normal021falsefalsefalsePLX-NONEX-NONE