

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/twister-venturi-p-862.html>



TWISTER VENTURI

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODU357
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

Wersja bez pompy próżniowej - konieczność podłączenia sprężonego powietrza.

Automatyczna funkcja włączania.
Funkcja wstępnego mieszania.
Delikatne mieszanie.
Nastawianie procesu mieszania możliwe jest w 5 sek. krokach.
Automatyczne sprzężenie kubka.
Nastawiana liczba obrotów.
Czas mieszania wyświetlany na wyświetlaczu LED.
Wysokiej jakości podwójny filtr ssania.
W zestawie pojemnik 500ml.

Dane techniczne:

Napięcie: 230 V / 50-60 Hz
Pobór mocy: 180 W
Wymiary: 105 x 285 x 235 mm
Ciśnienie przyłączeniowe: 5-6,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza: 46 l/min.
Waga : ok. 4,0 kg (bez pojemnika)

- regulator obrotów w zakresie od 100 do 450 1/min,
- funkcja próżni końcowej,

Normal021falsefalsefalsePLX-NONEX-NONE