

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/tygiel-rotocast-p-1271.html>

## TYGIEL ROTOCAST



Cena	<b>55,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ODA051</b>
Producent	<b>ROKO S.C.</b>

### Opis produktu

Wysokiej jakości tygiel ceramiczny przeznaczony do odlewni indukcyjnych Rotocast - zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji w laboratoriach protetycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej ceramiki ogniotrwałej oraz dopracowanej konstrukcji zapewnia bezpieczny i efektywny proces topienia oraz odlewania stopów dentystycznych.

#### Najważniejsze zalety:

- Ceramika o podwyższonej odporności termicznej - specjalnie dobrany materiał skutecznie znosi gwałtowne zmiany temperatury, wydłużając żywotność tygla nawet podczas intensywnej pracy.
- Jednoczęściowa, bezspoinowa konstrukcja - eliminuje miejsca powstawania naprężeń, znacząco zwiększając odporność na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne.
- Zaokrąglone dno - równomiernie rozprowadza naprężenia cieplne, poprawiając trwałość produktu i stabilność procesu odlewania.
- Glazurowane wnętrze - gładka powierzchnia ułatwia swobodny wypływ płynnego metalu oraz ogranicza przywieranie zastygłych pozostałości, dzięki czemu czyszczenie tygla jest szybkie i wygodne.
- Precyzyjne wykonanie - gwarantuje prawidłowe dopasowanie oraz niezawodną pracę podczas każdego cyklu odlewniczego.

#### Kompatybilność:

Tygiel jest w pełni kompatybilny z odlewniami FURNAX firmy BEGO.

#### Dane techniczne:

- Całkowita wysokość - 80 mm
- Odległość od podstawy do osi otworu wylewowego - 60 mm
- Średnica zewnętrzna - 45 mm