

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:02

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vacumat-6000-mp-p-518.html>



VACUMAT 6000 MP

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	CRU475
------------------	---------------

Producent	VITA
-----------	-------------

Opis produktu

Modułowy system do napalania z trzema dowolnie wybieranymi jednostkami obsługi. Innowacyjna technika napalania i prasowania, materiały High-Tech w zakresie komory do napalania i sprawdzone kwarcowe mufy i wiele automatycznych funkcji nadzorowania prowadzą do stałych wyników napalania o wysokiej jakości.

Zalety:

- innowacyjne materiały izolacyjne dla jednorodnego i rozporowadzenia ciepła w komorze do napalania;
- automatyczna regulacja temperatury przy każdym starcie programu;
- jakość potwierdzona przez wmontowaną pamięć danych napalania;
- automatyczne czyszczenie funkcji;
- dodatkowe programy jak np. moduł nocny, szybkie schładzanie i zabezpieczenie w przypadku braku napięcia;
- aktualny status pracy za pomocą sztabkowej diody świecącej widocznej nawet z daleka;
- dutomatyczne zapobieganie wody kondensacyjnej w materiale izolacyjnym;
- dwa duże wysuwane stoły do odkładania napalanych obiektów.