

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vario-naczynko-do-wosku-p-532.html>



## VARIO - naczynko do wosku

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **MDU489**

Producent **RENFERT**

### Opis produktu

#### Zalety:

- oddzielne sterowanie w trzech zbiornikach na wosk;
- poszerzony zakres temperaturowy od 45-110 °C-możliwość topienia wosków świetlnych;
- dzięki głębokim zbiornikom nadaje się również jako urządzenie do namaczania wosku;
- nowoczesna konstrukcja;
- kombinacja Vario E + Waxlectric: oszczędza do 50 % czasu modelowania;
- przegrzanie się wosku jest wykluczone.