

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vitaplex-22mm-6-szt-p-741.html>



## VITAPLEX 22mm (6 szt.)

Cena	<b>330,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TEM452</b>
Producent	<b>ROKO S.C.</b>

### Opis produktu

**VITAPLEX** wprowadza nowy standard jakości dla ruchomych protez całkowitych. W wyniku eliminacji skurczu, proteza doskonale odwzorowuje pole protetyczne a tym samym zwiększa się jej adhezja i siła utrzymania. Jednolita, gęsta struktura materiału zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej, rozwojowi bakterii i grzybów. Wysoka stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna i biokompatybilność sprawiają, że VITAPLEX to idealny materiał na protezy całkowite.

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa typu Vitaplex w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- dwukrotnie większa wytrzymałość mechaniczna
- minimalny skurcz a tym samym lepsze dopasowanie i utrzymanie protezy
- dziesięciokrotnie mniejsza zawartość monomeru resztkowego
- minimalna chłonność wilgoci
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- wysoki i trwały połysk

#### Dane techniczne

Temperatura formy 90-100 C  
Temperatura topienia 260 - 275 C  
Czas topienia 19-20 min

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**VITAPLEX KOLOR:** VL-LIGHT , VR-REGULAR , VP-PINK , NATURAL/TRANSPARENT