

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vitaplex-24mm-6-szt-p-481.html>



VITAPLEX 24mm (6 szt.)

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena | 330,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TEM442 |
| Producent | ROKO S.C. |

Opis produktu

VITAPLEX wprowadza nowy standard jakości dla ruchomych protez całkowitych. W wyniku eliminacji skurczu, proteza doskonale odwzorowuje pole protetyczne a tym samym zwiększa się jej adhezja i siła utrzymania. Jednolita, gęsta struktura materiału zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej, rozwojowi bakterii i grzybów. Wysoka stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna i biokompatybilność sprawiają, że VITAPLEX to idealny materiał na protezy całkowite.

Zalety protez wykonanych z tworzywa typu Vitaplex w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- dwukrotnie większa wytrzymałość mechaniczna
- minimalny skurcz a tym samym lepsze dopasowanie i utrzymanie protezy
- dziesięciokrotnie mniejsza zawartość monomeru resztkowego
- minimalna chłonność wilgoci
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- wysoki i trwały połysk

Dane techniczne

Temperatura formy 90-100 C
Temperatura topienia 260 - 275 C
Czas topienia 19-20 min

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VITAPLEX KOLOR: VL-LIGHT , VR-REGULAR , VP-PINK , NATURAL/TRANSPARENT