

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vitaplex-24mm-p-482.html>



VITAPLEX 24mm

Cena	64,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM443
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

VITAPLEX wprowadza nowy standard jakości dla ruchomych protez całkowitych. W wyniku eliminacji skurczu, proteza doskonale odwzorowuje pole protetyczne a tym samym zwiększa się jej adhezja i siła utrzymania. Jednolita, gęsta struktura materiału zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej, rozwojowi bakterii i grzybów. Wysoka stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna i biokompatybilność sprawiają, że VITAPLEX to idealny materiał na protezy całkowite.

Zalety protez wykonanych z tworzywa typu Vitaplex w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- dwukrotnie większa wytrzymałość mechaniczna
- minimalny skurcz a tym samym lepsze dopasowanie i utrzymanie protezy
- dziesięciokrotnie mniejsza zawartość monomeru resztkowego
- minimalna chłonność wilgoci
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- wysoki i trwały połysk

Dane techniczne

Temperatura formy 90-100 C
Temperatura topienia 260 - 275 C
Czas topienia 19-20 min

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VITAPLEX KOLOR: VL-LIGHT , VR-REGULAR , VP-PINK , NATURAL/TRANSPARENT