

Dane aktualne na dzień: 08-05-2025 15:51

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vitaplex-granulat-250-g-p-1203.html>

VITAPLEX GRANULAT 250 g



Cena	495,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM620
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

VITAPLEX wprowadza nowy standard jakości dla ruchomych protez całkowitych. W wyniku eliminacji skurczu, proteza doskonale odwzorowuje pole protetyczne a tym samym zwiększa się jej adhezja i siła utrzymania. Jednolita, gęsta struktura materiału zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej, rozwojowi bakterii i grzybów. Wysoka stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna i biokompatybilność sprawiają, że VITAPLEX to idealny materiał na protezy całkowite.

Zalety protez wykonanych z tworzywa typu Vitaplex w porównaniu z klasycznymi protezami akrylowymi

- dwukrotnie większa wytrzymałość mechaniczna
- minimalny skurcz a tym samym lepsze dopasowanie i utrzymanie protezy
- dziesięciokrotnie mniejsza zawartość monomeru reszkowego
- minimalna chłonność wilgoci
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- wysoki i trwały połysk

Dane techniczne

Temperatura formy 90 – 100 °C
Temperatura topienia 260 – 275 °C
Czas topienia 19 – 20 min.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VITAPLEX KOLOR: VL-LIGHT , VR-REGULAR , VP-PINK , NATURAL/TRANSPARENT