
Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 18:44

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vivadent-vp3-p-529.html>

VIVADENT VP3



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	CRU486
------------------	---------------

Producent	IVOCLAR
-----------	----------------

Opis produktu

Mała i lekka pompa próżniowa VP3 easy jest konstrukcją przeznaczoną specjalnie do wytwarzania próżni w piecach do napalania porcelany Ivoclar Vivadent. Membranowa pompa próżniowa charakteryzuje się niską wagą i wyjątkowo małymi wymiarami.szenia