
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vivadent-vp4-p-528.html>

VIVADENT VP4



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	CRU484
------------------	---------------

Producent	IVOCLAR
-----------	----------------

Opis produktu

Ta wysoko wydajna pompa próżniowa została specjalnie skonstruowana dla pieców do tłoczenia i napalania porcelany Ivoclar Vivadent. Model VP4 wyróżnia się bardzo dużą wydajnością, nowoczesną konstrukcją i wygodnym uchwytem do przenoszenia.

Zalety

- Nowoczesny, ergonomiczny kształt
- Wysoka próżnia (ok. 30 mbar)
- Bardzo cicha praca
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia