

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vxs-cad-plus-exocad-flex-skaner-protetyczny-3d-p-1059.html>



VXS CAD plus EXOCAD FLEX - skaner protetyczny 3D

Cena	48 480,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CCU442
Producent	CADstar GmbH

Opis produktu

Nowoczesny dentystyczny skaner 3D idealny zarówno dla początkujących jak i ekspertów. Urządzenie pracuje na standardowych plikach STL i jest kompatybilne ze wszystkimi otwartymi systemami dostępnymi na rynku.

Cechy skanera:

- bardzo stabilna i trwała konstrukcja obudowy wykonana w całości z aluminium
- obsługuje skanowanie 3D większości artkulatorów takich jak m.in.: Artex, Kavo, Ar.Go, SAM
- skanowanie wycisków przy użyciu zoptymalizowanego uchwytu typu Jig
- skanowanie tekstur oraz kolorowych projektów naniesionych na model
- wysoka prędkość skanowania oraz przesyłania danych do komputera
- nowoczesne kamery z ultra szybkim interfejsem
- zoptymalizowana forma przetwarzania danych przez sieć LAN
- import oraz eksport otwartych plików STL, OBJ, PLY

Zakres dostawy, korzyści dla klienta:

- skaner
- podstawka do artkulatora Arti Base
- podstawka MultiDie adapter
- podstawka Model Holder
- płytko do kalibracji
- oprogramowanie skanera z dożywotnią licencją
- oprogramowanie EXOCAD FLEX (Plovidiv) - licencja podstawowa
- szkolenie z obsługi skanera
- szkolenie z projektowania EXOCAD
- wsparcie techniczne oraz pomoc merytoryczna bezpłatnie przez cały okres użytkowania
- transport, instalacja oraz uruchomienie skanera i programu EXOCAD

Charakterystyka:

- Źródło światła: białe strukturalne
- Format pliku: STL, OBJ, OFF, PLY
- Rozdzielczość kamer: 2 x 2,0 Mpix,
- Skanowanie w kolorze, skanowanie tekstur
- Dokładność skanowania:
- Czas skanowania pełnego łuku:
- Czas skanowania 9 słupków:
- System skanowania: 2 osie

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, DC 24 V
- Interfejs PC: USB 3.0
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 380 x 395 x 335 mm
- Waga: 13,0 kg