

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/wax-profi-naczynko-do-wosku-p-533.html>



## WAX PROFI - naczynko do wosku

Cena **1 232,20 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **MDU490**

Producent **RENFERT**

### Opis produktu

Do częściowej i całkowitej protetyki. Do podgrzewania wosków protetycznych do idealnej temperatury opracowywania.

#### Zalety:

- do wyboru ciekły lub lepki;
- idealna temperatura opracowywania - w ten sposób unika się przegrzania wosku;
- niezwykle mały skurcz wosków protetycznych;
- wysoka precyzja podczas ustawiania zębów;
- oszczędność czasu;
- bezstopniowa regulacja temperatury 40-110 °C;
- pojemność miski - 120ml
- duża miska do topienia ok.4 płytek woskowych, z krawędzią do ściągania wosku na wewnętrznym brzegu miski.