

---

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:28

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/waxlectric-i-nozyk-do-wosku-p-534.html>

## WAXLECTRIC I - nożyk do wosku



Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>MDU491</b>
------------------	---------------

Producent	<b>RENFERT</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Sterowany elektronicznie z możliwością zapisania w pamięci do 3 temperatur na kanał.

#### Zalety:

- szybkie nastawianie zapisanych temperatur poprzez naciśnięcie przycisku;
- temperatura pracy programowana w zakresie 50-200 °C;
- nastawianie temperatury z dokładnością co do stopnia;
- rączka z systemem zapobiegającym przekręcaniu się odpornego na wysokie temperatury kabla;
- kompaktowa ergonomiczna forma z uchwytem na sześć końcówek zamieszczonym bezpośrednio na obudowie.