
Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 20:59

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/waxlectric-i-nozyk-do-wosku-p-534.html>

WAXLECTRIC I - nożyk do wosku



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDU491
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

Sterowany elektronicznie z możliwością zapisania w pamięci do 3 temperatur na kanał.

Zalety:

- szybkie nastawianie zapisanych temperatur poprzez naciśnięcie przycisku;
- temperatura pracy programowana w zakresie 50-200 °C;
- nastawianie temperatury z dokładnością co do stopnia;
- rączka z systemem zapobiegającym przekręcaniu się odpornego na wysokie temperatury kabla;
- kompaktowa ergonomiczna forma z uchwytem na sześć końcówek zamieszczonym bezpośrednio na obudowie.