

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:17

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/waxlectric-light-ii-nozyk-do-wosku-p-537.html>

WAXLECTRIC LIGHT II - nożyk do wosku



Cena	1 200,00 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDU494
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

Z prostą regulacją temperatury poprzez potencjometr dla każdego nożyka osobno. Z bezpośrednim nagrzewaniem końcówki do modelowania na rączce, poprzez wmontowany element grzewczy poza ręką.

Zalety:

- hermetycznie uszczelniona klawiatura foliowa
- termo izolowana rączka
- bezpieczne napięcie (12 V).

Dane Techniczne:

- zakres temperatur: 50- 200 °C
- wymiary: 91 x 53 x 80 mm
- waga: 445 g