

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/waxlectric-light-ii-nozyk-do-wosku-p-537.html>

## WAXLECTRIC LIGHT II - nożyk do wosku



Cena	<b>1 200,00 zł</b>
------	--------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>MDU494</b>
------------------	---------------

Producent	<b>RENFERT</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Z prostą regulacją temperatury poprzez potencjometr dla każdego nożyka osobno. Z bezpośrednim nagrzewaniem końcówki do modelowania na rączce, poprzez wmontowany element grzewczy poza ręką.

#### Zalety:

- hermetycznie uszczelniona klawiatura foliowa
- termo izolowana rączka
- bezpieczne napięcie (12 V).

#### Dane Techniczne:

- zakres temperatur: 50- 200 °C
- wymiary: 91 x 53 x 80 mm
- waga: 445 g